

Lot/Batch Number

Supplier Product Number

Shelf Life / Expiration / Use by Date

Sample

1.09057.4000

41

2012/12/31



UN 1789

1 l = 1.02 kg

Contains:
 CAS# 7647-01-0 Hydrochloric Acid
 CAS# 7732-18-5 Water

TitriPUR®

Hydrochloric acid
Salzsäure
Acide chlorhydrique
Acido cloridrico
Ácido clorhídrico
Ácido clorídrico
Zoutzuur

c(HCl) = 1 mol/l (1 N)



Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany
 Tel. +49(0)6151 72-2440
 EMD Millipore Corp., 290 Concord Road, Billerica
 MA 01821, USA, Tel. +1-978-715-1335

Made in Germany

Warning. May be corrosive to metals. I Adjusted to titer t = 1,000 at +20°C. Variation: approx. 0,02%/°C. Cannot be stored indefinitely. Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food or household use.

Achtung. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. I Eingestellt auf Titer t = 1,000 bei +20°C. Abweichung: ca. 0,02%/°C. Nicht unbegrenzt lagerfähig.

Attention. Peut être corrosif pour les métaux. I Ajusté au titre t = 1,000 à +20°C. Ecart: env. 0,02 %/°C. Aptitude au stockage non illimitée.

Attenzione. Può essere corrosivo per i metalli. I Regolato su titolo t = 1,000 a +20°C. Deviazione: ca. 0,02%/°C. Stabilità limitata.

Atención. Puede ser corrosivo para los metales. I Ajustado al título t = 1,000 a +20 °C. Desviación: aprox. 0,02%/°C. No almacenable ilimitadamente.

Atenção. Pode ser corrosivo para os metais. I Aferido ao título t = 1,000 a +20°C. Desvio: aprox. 0,02%/°C Validade limitada.

Waarschuwing. Kan bijtend zijn voor metalen. I Afgesteld op titer t=1,000 bij 20°C. Afwijking: circa 0,02 %/°C. Niet onbeperkt houdbaar.

IMO: HYDROCHLORIC ACID

merck011-41043030-5